

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cog6 Pour Wb, Elisa - Q9Y2V7

Numéro d'article: CM0015469

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le COG6 humain (SWISS Q9Y2V7), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi et les études sur les troubles congénitaux de la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COG6 Lapin pAb
Remarques/Alias	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
Espèce	Humain
GenelD (humain)	57511
GenelD	57511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 508-657 du COG6 humain (NP_065802.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2V7
Poids moléculaire	73kDa
Expédition	Sac de glace