

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cog7 Pour If/Icc, Elisa - P83436

Numéro d'article: CM0028603

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COG7 humain, validé pour IF/ICC et ELISA. Convient pour les études sur la fonction de l'appareil de Golgi et le transport des protéines. Reconnaît le COG7 humain (P83436).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COG7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDG2E; COG7
Espèce	Humain
GenelD (humain)	91949
GenelD	91949
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 511-770 du COG7 humain (NP_705831.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P83436
Poids moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace