

Anticorps Polyclonal Anti-Coilin Pour Wb, Ip, Elisa - P38432

Numéro d'article: CM0029420

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Coiline humaine (p80-coiline) pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études de dynamique des corps de Cajal et d'assemblage des snRNP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Coiline Lapin
Remarques/Alias	CLN80 ; p80-coiline ; Coiline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8161
GeneID	8161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 297-576 de la Coiline humaine (NP_004636.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38432
Poids protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace