

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Coilin Pour Wb, Elisa - P38432

Numéro d'article: CM0011882

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Coilin humaine (p80-coilin), validé pour la WB et l'ELISA. Détecte la Coilin dans les corps de Cajal ; réagit également avec la souris. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des snRNP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Coilin
Remarques/Alias	CLN80 ; p80-coilin ; Coilin
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8161
GeneID	8161
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Coilin humaine (P38432).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P38432
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac réfrigérant