


Anti-Col10A1 (Chaîne Alpha-1(X) Du Collagène) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q03692

Numéro d'article: CM0022846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COL10A1 humain (chaîne alpha-1(X) du collagène), adapté pour le WB et l'ELISA. Utile pour la recherche sur la minéralisation du cartilage, l'ossification endochondrale et les troubles de la croissance osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL10A1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	COL10A1 ; chaîne alpha-1(X) du collagène
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1300
GeneID	1300
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03692
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace