

Anticorps Monoclonal Anti-Col11A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12107

Numéro d'article: CM0005622

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le COL11A1 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la fibrillogenèse du collagène. Provenant de l'approvisionnement en matières premières pour IVD tout-en-un de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COL11A1 Lapin mAb
Remarques/Alias	STL2, COL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1301
GeneID	1301
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 301-400 du COL11A1 humain (NP_001845.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P12107
Poids Protéique	167kDa/176kDa/181kDa/182kDa
Expédition	Sac de glace