

## Anticorps Polyclonal Anti-Col11A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12107

Numéro d'article: CM0013792

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COL11A1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude de la matrice extracellulaire du cartilage et de la fibrillogenèse du collagène.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | COL11A1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | STL2, COL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1                                                                                              |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                          |
| GeneID (humain)    | 1301                                                                                                                             |
| GeneID             | 1301                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260 à 430 de COL11A1 humain (NP_542196.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée | Humain, souris, rat                                                                                                              |
| SWISS              | P12107                                                                                                                           |
| Poids moléculaire  | 181 kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                                  |