

Anticorps Polyclonal Anti-Col11A2 Pour Wb, Elisa - P13942

Numéro d'article: CM0013643

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COL11A2 validé pour WB et ELISA. Cible la chaîne humaine collagène alpha-2(XI) (172 kDa), impliquée dans la fibrillogenèse. Utile pour la recherche sur la matrice extracellulaire, les études sur la perte auditive et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	COL11A2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFNB53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1302
ID du gène	1302
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-380 de la COL11A2 humaine (NP_542411.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13942
Poids protéique	172 kDa
Expédition	Sac de glace