

Anticorps Polyclonal Anti-Col1A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02452

Numéro d'article: CM0025577



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COL1A1 humain (chaîne alpha-1(I) du collagène). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le COL1A1 humain et murin. Immunogène recombinant (aa 1359-1464). Pour la recherche sur la matrice extracellulaire, le collagène et l'os.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL1A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OI1 ; OI2 ; OI3 ; OI4 ; EDSC ; CAFYD ; EDSARTH1 ; Collagène I/COL1A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1277
GeneID	1277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1359-1464 du COL1A1 humain (NP_000079.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02452
Poids protéique	139 kDa
Expédition	Sac de glace