


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Col2A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02458

Numéro d'article: CM0009194



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin COL2A1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le COL2A1 humain ; essentiel pour la recherche sur le cartilage et les études du développement squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL2A1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1280
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1242-1487 du COL2A1 humain (NP_001835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02458
Poids de la protéine	30 kDa/134 kDa/142 kDa
Expédition	Sac de glace