


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Col2A1 Pour Wb, Elisa - P28481

Numéro d'article: CM0026642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COL2A1, spécifique des tissus cartilagineux. Validé pour WB et ELISA, réagit chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement squelettique et le cartilage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	COL2A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1280
GeneID	12824
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P28481
Poids de la protéine	132-142 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant