


Anticorps Polyclonal Anti-Col4A1 Pour Wb Et Elisa - P02462

Numéro d'article: CM0018222



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COL4A1 humain (chaîne alpha-1(IV) du collagène) pour WB et ELISA. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 1445-1669. Idéal pour les études sur la membrane basale, l'angiogenèse et la matrice extracellulaire (MEC). Réagit avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL4A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BSVD, BSVD1, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1282
GeneID	1282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1445-1669 de COL4A1 humain (NP_001836.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02462
Poids de la protéine	161 kDa
Expédition	Poche de glace