

Anticorps Polyclonal Anti-Col4A3Bp (Cert, Gbp, Stard11) - Q9Y5P4

Numéro d'article: CM0014668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COL4A3BP humain (CERT, GPBP, STARD11). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine de transfert de céramide assurant le trafic lipidique non-vésiculaire du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COL4A3BP Lapin pAb
Remarques/Alias	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10087
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 369-598 du COL4A3BP humain (NP_112729.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5P4
Poids Protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace