


Anticorps Polyclonal Anti-Col4A4 Pour Wb Et Elisa - P53420

Numéro d'article: CM0022788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chaîne alpha-4(IV) du collagène humain (COL4A4), adapté à la WB et à l'ELISA. Idéal pour l'étude de la biologie des membranes basales, du syndrome d'Alport et de la fonction glomérulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL4A4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BFH ; ATS2 ; BFH1 ; CA44 ; COL4A4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1286
GeneID	1286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1573-1690 de la COL4A4 humaine. (NP_000083.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P53420
Poids moléculaire	164 kDa
Expédition	Sac réfrigérant