


Anticorps Polyclonal Anti-Col4A5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29400

Numéro d'article: CM0028969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chaîne alpha-5 du collagène de type IV humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la biologie de la membrane basale glomérulaire et du syndrome d'Alport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL4A5 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1287
ID de gène	1287
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1462-1691 du COL4A5 humain (NP_203699.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29400
Poids moléculaire	161kDa
Expédition	Sac de glace