

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Col5A1 Pour Wb Et Elisa - P20908

Numéro d'article: CM0018702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COL5A1 humain (chaîne alpha-1(V) du collagène), validé pour WB et ELISA. Détecte COL5A1 humain et murin. Convient à la recherche sur la matrice extracellulaire et aux études sur le collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-COL5A1
Remarques/Alias	EDSC ; FMDMF ; EDSCL1 ; COL5A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1289
GeneID	1289
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de COL5A1 humain (NP_000084.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P20908
Poids moléculaire	184 kDa
Expédition	Sac réfrigérant