


Anticorps Polyclonal Anti-Col6A2 Pour Wb, Elisa - P12110

Numéro d'article: CM0024702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine COL6A2. Validé pour le WB et l'ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le collagène VI. SWISS : P12110.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-COL6A2
Remarques/Alias	UCMD1 ; BTHLM1 ; PP3610 ; COL6A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1292
GeneID	1292
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 720-1019 de la protéine humaine COL6A2 (NP_001840.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P12110
Poids de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace