

Anticorps Polyclonal Anti-Col9A1 Pour Wb Et Elisa - P20849

Numéro d'article: CM0029357



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la COL9A1 humaine, validé pour Western blot et ELISA avec réactivité croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur la matrice extracellulaire du cartilage et du vitré.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL9A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
Espèce	Humain
ID du gène	1297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-270 de la COL9A1 humaine (NP_001842.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P20849
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace