


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Colec11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwp8

Numéro d'article: CM0029650



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-COLEC11 adapté pour les applications WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Cible la collectine-11, une lectine impliquée dans l'immunité innée, l'apoptose et l'embryogenèse. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COLEC11 Lapin pAb
Remarques/Alias	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	78989
ID de Gène	78989
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-271 du COLEC11 humain (NP_076932.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BWP8
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace