

Anticorps Polyclonal Anti-Colgalt2 Pour Wb, Elisa - Q8lyk4

Numéro d'article: CM0014035

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la procollagène galactosyltransférase 2 (COLGALT2). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée humaine et souris. Idéal pour les études sur la glycosylation du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COLGALT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	C1orf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23127
ID de gène	23127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-230 du COLGALT2 humain (NP_055916.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IYK4
Poids moléculaire	73kDa
Expédition	Sac de glace