

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chaîne Alpha-1(Xvi) Du Collagène (Col16A1) Pour Wb Et Elisa - Q07092

Numéro d'article: CM0021968

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COL16A1 validé pour WB et ELISA. Détecte la chaîne alpha-1(XVI) du collagène humain, de souris et de rat, une protéine sécrétée de la matrice extracellulaire impliquée dans l'adhésion cellulaire et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL16A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	447AA; FP1572; COL16A1
Espèce	Humaine
GeneID	1307
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1000 et 1100 de COL16A1 humain (NP_001847.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q07092
Poids de la protéine	158 kDa
Expédition	Sac de glace