

Anticorps Polyclonal Anti-Collagène I/Col1A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02452

Numéro d'article: CM0019670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le collagène I/COL1A1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour la recherche sur les os, les tendons et les tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Collagène I/COL1A1, anticorps polyclonal de lapin
Remarques/alias	OI1 ; OI2 ; OI3 ; OI4 ; EDSC ; CAFYD ; EDSARTH1 ; Collagène I/COL1A1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1277
ID du gène	1277
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1120 et 1218 du collagène I/COL1A1 humain (NP_000079.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P02452
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace