

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Collagène I/Col1A1 Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

Numéro d'article: CM0008402



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le Collagène I/COL1A1, adapté aux applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la biologie osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Collagène I/COL1A1
Remarques/Alias	OI1 ; OI2 ; OI3 ; OI4 ; EDSC ; CAFYD ; EDSARTH1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	1277
ID du Gène	1277
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02452
Poids Moléculaire de la Protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace