

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Collagène I/Col1A1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

Numéro d'article: CM0018116



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le collagène I/COL1A1 humain, validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA dans les tissus et les cellules humains, de souris et de rat. Convient aux études de la matrice extracellulaire, des os et des tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-collagène I/COL1A1                                                                                                                           |
| Remarques/alias      | OI1 ; OI2 ; OI3 ; OI4 ; EDSC ; CAFYD ; EDSARTH1 ; Collagène I/COL1A1                                                                                           |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                                        |
| ID du gène (humain)  | 1277                                                                                                                                                           |
| Immunogène           | Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1151 et 1250 du collagène I/COL1A1 humain (NP_000079.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                          |
| Application          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                                                            |
| SWISS                | P02452                                                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 139 kDa                                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                                                |