

## Anti-Collagène I/Col1A1 Lapin Polymab® Pour Wb - P02452

Numéro d'article: CM0006868



### Introduction

PolymAb® de lapin contre le collagène I/COL1A1 pour les applications WB, IHC-P et IF. Détecte le collagène de type I humain, souris et rat avec un poids moléculaire de 139 kDa. Idéal pour les études sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Collagène I/COL1A1 Lapin PolymAb®                                                                                                       |
| Remarques/Alias      | OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                  |
| GeneID (humain)      | 1277                                                                                                                                    |
| GeneID               | 1277                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1150-1250 du collagène I/COL1A1 humain (NP_000079.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                   |
| Application          | WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                     |
| SWISS                | P02452                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 139 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                            |