

Anticorps Monoclonal Anti-Collagène I/Col1A2 Pour Wb, Elisa - P08123

Numéro d'article: CM0002420



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-collagène I/COL1A2 pour applications WB, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Poids moléculaire cible 129 kDa. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-collagène I/COL1A2
Remarques/Alias	OI4 ; EDSCV ; EDSARTH2 ; Collagène I/COL1A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1278
GeneID	1278
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 du collagène I/COL1A2 humain (NP_000080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08123
Poids protéique	129 kDa
Expédition	Sac de glace