

Anticorps Monoclonal Anti-Collagène I/Col1A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Numéro d'article: CM0006551



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le Collagène I/COL1A2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient pour l'étude de la matrice extracellulaire, des tendons, des ligaments et de la biologie osseuse. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Collagène I/COL1A2
Remarques/Alias	OI4 ; EDSCV ; EDSARTH2 ; Collagène I/COL1A2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1278
GenelD	1278
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08123
Poids moléculaire de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace