

Anticorps Polyclonal Anti-Collagène I/Col1A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Numéro d'article: CM0021019



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le collagène I/COL1A2 humain, adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Précieux pour la recherche sur la matrice extracellulaire, l'os et les tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Collagène I/COL1A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagène I/COL1A2
Espèce	Humain
GeneID	1278 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1161-1260 du collagène I/COL1A2 humain (NP_000080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08123
Poids Protéique	129kDa
Expédition	Sac de glace