

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Collagène I/Col1A2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08123

Numéro d'article: CM0027501



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le Collagène I/COL1A2 humain, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biologie du collagène, de la matrice extracellulaire et de la minéralisation osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Collagène I/COL1A2 pAb de lapin
Remarques/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagène I/COL1A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1278
GeneID	1278
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 501-600 du Collagène I/COL1A2 humain (NP_000080.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08123
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace