


Anticorps Polyclonal Anti-Collagène II Pour Wb, Elisa - P02458

Numéro d'article: CM0023105



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le collagène II humain (COL2A1). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement du cartilage et la biologie du squelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Collagène II, pAb de lapin
Remarques/alias	AOM ; ANFH ; SEDC ; STL1 ; COL11A3 ; Collagène II
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1280
ID du gène	1280
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 200 du collagène II humain (NP_001835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P02458
Poids moléculaire	142 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant