

Anticorps Polyclonal Anti-Collagène Iii Alpha 1/Col3A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02461

Numéro d'article: CM0024992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Collagène III alpha 1 humain (COL3A1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et les tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Collagène III alpha 1/COL3A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDS4A ; EDSVASC ; PMGEDSV ; Collagène III alpha 1/COL3A1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1281
GenelD	1281
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1201-1301 du Collagène III alpha 1/COL3A1 humain (NP_000081.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02461
Poids protéique	139 kDa
Expédition	Sac de glace