

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Coll Collagène Iii Alpha 1/Col3A1 Pour Wb, Ip, Elisa - P02461

Numéro d'article: CM0003307



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le Collagène III alpha 1/COL3A1 (P02461). Validé pour le western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Un outil fiable pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le tissu conjonctif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Collagène III alpha 1/COL3A1 mAb Lapin
Remarques/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagène III alpha 1/COL3A1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1281
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-400 du Collagène III alpha 1/COL3A1 humain (P02461)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02461
Poids Moléculaire	139kDa
Expédition	Sac de glace