


Anticorps Monoclonal Anti-Collagène Iv Pour Wb, Db, Elisa - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

Numéro d'article: CM0006635



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-collagène IV validé pour Western blot, dot blot, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Utile pour la recherche sur la membrane basale et les maladies glomérulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Collagène IV
Remarques/Alias	BFH ; ATS2 ; BFH1 ; CA44 ; Collagène IV
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1286/1288/1284/1282
Identifiant de gène	1286/1288/1284/1282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1573-1690 de COL4A4 humain (NP_000083.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
Poids moléculaire protéique	164 kDa
Expédition	Sac de glace