


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Collagène Iv Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Numéro d'article: CM0004951



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne alpha-3 du collagène IV (antigène de Goodpasture). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur échantillons humains et de rat. Adapté à la recherche sur la membrane basale et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Collagène IV mAb de lapin                                                                                                                                            |
| Remarques / Alias            | ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1                                                                                                                        |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                                               |
| Identifiant du gène (Humain) | 1285/1287/1284/1282                                                                                                                                                  |
| Identifiant du gène          | 1285/1287/1284/1282                                                                                                                                                  |
| Immunogène                   | Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1555-1669 de la protéine COL4A3 humaine (NP_000082.2)) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                                                                |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                                |
| Applications                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                    |
| Réaction croisée             | Humain, Rat                                                                                                                                                          |
| SWISS                        | Q01955/P29400/P08572/P02462                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine         | 162 kDa                                                                                                                                                              |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                                         |