

Anticorps Polyclonal Anti-Collagène VI/Col6A1 Pour Wb, Elisa - P12109

Numéro d'article: CM0028234



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Collagène VI/COL6A1 humain, validé pour les applications WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la matrice extracellulaire, l'adhésion cellulaire et la recherche sur la dystrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Collagène VI/COL6A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagène VI/COL6A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1291
GeneID	1291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-250 du Collagène VI/COL6A1 humain (NP_001839.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P12109
Poids de la protéine	109kDa
Expédition	Sac de glace