

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Collagène VI/Col6A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12109

Numéro d'article: CM0005481



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-collagène VI/COL6A1 validé pour western blot, immunohistochimie et ELISA. Détecte le COL6A1 humain, de souris et de rat (P12109). Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Collagène VI/COL6A1
Remarques/Alias	OPLL ; BTHLM1 ; UCHMD1 ; Collagène VI/COL6A1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1291
ID du gène	1291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 37 à 235 du Collagène VI/COL6A1 humain (P12109)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12109
Poids de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace