


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Collagène X/Col10A1 Pour Wb, Elisa - Q03692

Numéro d'article: CM0002802



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le collagène X/COL10A1 humain pour les applications WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la minéralisation du cartilage et les maladies squelettiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Collagène X/COL10A1 mAb lapin
Remarques / Alias	COL10A1 ; chaîne alpha-1(X) du collagène ; Collagène X/COL10A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1300
Identifiant du gène	1300
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-600 du collagène X/COL10A1 humain (Q03692).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q03692
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace