

Mab De Lapin Anti-Collagène Xvii/Col17A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umd9

Numéro d'article: CM0004736



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le collagène XVII humain (COL17A1, BP180). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur les hémidesmosomes, la membrane basale et la pemphigoïde bulleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-collagène XVII/COL17A1
Remarques/Alias	ERED ; JEB4 ; BP180 ; BPA-2 ; BPAG2 ; LAD-1 ; BA16H23.2 ; Collagène XVII/COL17A1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1308
ID du gène	1308
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1300 et 1400 du collagène XVII/COL17A1 humain (Q9UMD9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UMD9
Poids de la protéine	150 kDa
Expédition	Sac de glace