


Anticorps Polyclonal Anti-Commd1 Pour If/Icc, Elisa - Q8N668

Numéro d'article: CM0027054



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COMMD1 (MURR1) pour IF/ICC et ELISA. Détecte COMMD1 humain, murin et de rat (21 kDa). Convient pour les études sur le recyclage endosomal, NF-κB et l'homéostasie du cuivre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COMMD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MURR1; C2orf5; COMMD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	150684
GeneID	150684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de COMMD1 humain (NP_689729.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N668
Poids moléculaire protéique	21 kDa
Expédition	Glacière