


## Anticorps Polyclonal Anti-Comp Pour Wb, If-P, Elisa - P49747

Numéro d'article: CM0029287



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COMP humain (Protéine oligomérique de la matrice cartilagineuse), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur la matrice extracellulaire cartilagineuse et l'arthrose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | COMP Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 1311                                                                                                                       |
| GeneID             | 1311                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-160 du COMP humain (NP_000086.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS              | P49747                                                                                                                     |
| Poids moléculaire  | 83 kDa                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |