


Anticorps Polyclonal Anti-Comp Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49747

Numéro d'article: CM0017455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COMP humain (thrombospondine-5) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur le cartilage, la matrice extracellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COMP Rabbit pAb
Remarques/Alias	MED ; CTS2 ; EDM1 ; EPD1 ; TSP5 ; PSACH ; THBS5 ; TSP-5 ; COMP
Espèce	Humaine
GeneID	1311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-160 du COMP humain (NP_000086.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P49747
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac réfrigérant