


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Comp Pour Wb, Elisa - P49747

Numéro d'article: CM0003526



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine matricielle oligomérique du cartilage humain (COMP, TSP5). Validé pour le WB et l'ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cartilage et la MEC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-COMP
Remarques/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1311
GenelD	1311
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de la COMP humaine (NP_000086.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P49747
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace