

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Complement C2 Pour Wb Et Elisa - P06681

Numéro d'article: CM0017903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Complement C2 humain, adapté au Western blot et à l'ELISA. Permet l'étude de l'activation du complément, de la défense immunitaire et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Réagit de manière croisée avec le C2 humain (83 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C2 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	CO2 ; ARMD14 ; C2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	717
GeneID	717
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 453 et 752 du C2 humain (NP_000054.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06681
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac réfrigérant