

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Complément C3 Pour If-P, Elisa - P01024

Numéro d'article: CM0013238



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le complément C3 humain (aa 1364-1663). Validé pour l'IF-P et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les échantillons humains, murins et de rat. Convient aux recherches sur la voie du complément et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Complément C3
Remarques/Alias	ASP ; C3a ; C3b ; AHUS5 ; ARMD9 ; CPAMD1 ; HEL-S-62p ; Complément C3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1364-1663 du complément C3 humain (NP_000055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P01024
Poids de la protéine	187 kDa
Expédition	Sac de glace