

Polymab Lapin Anti-Complément C3 Pour Wb Et Elisa - P01024 / P01027

Numéro d'article: CM0009045



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Complément C3 (C3, ASP, C3a, C3b) validé pour WB et ELISA. Réagit avec le C3 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la cascade du complément, les études sur l'inflammation et les investigations métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Lapin Complément C3
Remarques/Alias	ASP ; C3a ; C3b ; AHUS5 ; ARMD9 ; CPAMD1 ; HEL-S-62p
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	718
GeneID	718/12266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1364-1663 du Complément C3 humain/murin (NP_033908.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01024/P01027
Poids moléculaire protéique	186 kDa
Expédition	Sac de glace