


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-C4A Du Complément Pour Wb, If-P, Elisa - P0C0L4

Numéro d'article: CM0010197



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le C4A du complément humain (SWISS : P0C0L4). Validé pour les applications Western blot, immunofluorescence (IF-P) et ELISA. Idéal pour l'étude de la voie classique du complément et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb anti-C4A du complément de lapin
Remarques / Alias	C4 ; RG ; C4S ; C04 ; C4A2 ; C4A3 ; C4A4 ; C4A6 ; C4AD ; CPAMD2 ; Complement C4A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	720
Identifiant du gène	720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 940-1237 du C4A du complément humain (P0C0L4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0C0L4
Poids de la protéine	193 kDa
Expédition	Sac isotherme