

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Facteur B Du Complément (Cfb) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00751

Numéro d'article: CM0007171



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le facteur B humain du complément (CFB). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines et murines. Idéal pour les études de la voie alterne du complément. Poids moléculaire ~86 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-facteur B du complément (CFB)
Remarques/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; facteur B du complément (CFB)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	629
GeneID	629
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 du facteur B humain du complément (CFB) (NP_001701.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P00751
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac réfrigérant