

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur B Du Complément (Cfb) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00751

Numéro d'article: CM0020126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur B du complément humain (CFB), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'activation de la voie alterne du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-facteur B du complément (CFB)
Remarques/Alias	BF ; FB ; BFD ; GBG ; CFAB ; CFBD ; PBF2 ; AHUS4 ; FBI12 ; H2-Bf ; ARMD14 ; facteur B du complément (CFB)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	629
ID du gène	629
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00751
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace