

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Facteur D Du Complément Pour Wb, Elisa - P00746

Numéro d'article: CM0007445



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-facteur D du complément humain (Adipsine) de haute qualité, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Cible la sérine protéase sécrétée d'un poids moléculaire de 27 kDa. Idéal pour la recherche sur la voie alterne du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-facteur D du complément
Remarques/alias	DF ; ADN ; PFD ; ADIPSIN ; facteur D du complément
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1675
GeneID	1675
Immunogène	Protéine recombinante du facteur D du complément humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P00746
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac de glace