

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti Facteur Du Complément D Pour Wb, Elisa - P00746

Numéro d'article: CM0023486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur du complément D humain (Adipsine/CFD). Validé pour WB et ELISA, adapté à l'étude de la voie alterne du complément, de l'immunité innée et des maladies inflammatoires. Sérine protéase sécrétée de 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Facteur du complément D pAb de lapin
Remarques/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSINE; Facteur du complément D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1675
GeneID	1675
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-253 du facteur du complément D humain (NP_001919.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00746
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace